


Flat Panel ViVIX 1717V

Driven by Digital



Fast Boot

Easy Software




Autosensing

Veterinary



Flat Panel ViVIX 1717V



Retrofit Digitale per l'Imaging Veterinario

Tecnologia intelligente, design sottile.

Converti il tuo sistema analogico in digitale in modo semplice e immediato.

Questa soluzione di retrofit si adatta perfettamente ai portacassette esistenti, senza necessità di particolari modifiche.

Dotato di software dedicato alla veterinaria e completo di tutte le funzionalità di post-processing secondo lo standard DICOM 3.0, è il modo più semplice per passare al digitale senza cambiare generatore.

Fornibile con laptop o workstation e monitor ad alta definizione



Modello	FXRD-1717VA	FXRD-1717VB
Tecnologia	a-Si TFT PIN Diode	
Scintillatore	Cesio	Gadolinio
Pixel Pitch	140 μ m	
Risoluzione	3,5 lp/mm	
Pixels	3.072 x 3.072 pixels	
Risoluzione Immagine	430,08 mm x 430,08 mm	
Scala di grigi	16 bit	
Range kV	40 - 150 kV	
Interfaccia Generatore	AED (Automatic Exposure Detection) - Auto Sensing	
Interfaccia Dati	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	
Tempo di Acquisizione	~ 1,5 secondi	
Dimensioni	460 mm x 460 mm x 15,5 mm	
Peso	4,5 kg	
Dati Ambientali Operativi	10° - 35°, 30-85% RH	