



Small Animals

CDR vet
X RAY SYSTEM



 **ibis**
X RAY SYSTEMS

CDR vet

CDR vet e' un tavolo radiologico compatto per esami su animali da compagnia.

Prodotto con componenti di alta qualita', gli stessi utilizzati per la realizzazione delle apparecchiature per la medicina umana, al fine di garantire affidabilita' e sicurezza per pazienti ed operatori.

Unita' molto compatta ed utilizzabile con una normale presa di corrente a 230V 50-60 Hz.

CDR vet puo' essere usato con pannelli detettori digitali oppure con esistenti sistemi analogici o DR adattabili nel portacassette.

Il tavolo e' gia' predisposto per una futura installazione di un sistema di acquisizione digitale.

Questo significa che nel caso di una futura integrazione di un detettore digitale il generatore sara' in grado di comunicare, in modo bidirezionale, con il software di acquisizione permettendo la gestione e modifica dei parametri radiologici.

CDR vet
X RAY SYSTEM



Punti di forza

Affidabile: tutti i componenti sono rigorosamente testati.

Comodo: tavolo flottante a quattro direzioni con freni meccanici estremamente silenziosi.

Compatto: generatore integrato all'interno dell'unità.

Potente: fino a 32 kW, 425 mA e 125kV

Economico: utilizzabile con una normale presa di corrente e potenza standard da 3kW.

Multifunzionale: utilizzabile con cassette analogiche, sistemi CR o pannelli digitali diretti.

User friendly: display semplice ed intuitivo.

Qualita': griglia rimovibile per immagini di altissima qualità.

Pratico: 4 strozzascotte per trazione o fissaggio del paziente.

CDR vet
X RAY SYSTEM



Specifiche del sistema

Generatore

- Alta Frequenza 100kHz
- 32 kW - 230V - 50-60 Hz
- Monofase con presa standard
- 40 - 125 kV
- fino a 425 mA
- 0,2 - 320 mAs
- tecnica radiologica a 2 o 3 punti

Tubo X-Ray

- Anodo Rotante
- 3.000 rpm
- 0,6-1,3 mm doppio fuoco
- 1200 KHU



Collimatore

- 2 paia di lamelle mobili
- Extra focale fissa
- LED 250 lux a 100cm
- Temporizzatore a 30 sec.
- Attivato dal pedale raggi
- 43x43cm @ 100 cm DFF

Portacassette

- in acciaio INOX
- accoglie formati standard







IBIS s.r.l.

Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, 1 24121 Bergamo
Sede Operativa: Via Cascina Bruciata, 3 24068 Seriate (BG)

Tel: 035-4236343

info@ibisray.it
www.ibisray.it

