



EquiRay
X RAY SYSTEM

Sistema radiologico
completo
per ippatria
e grandi animali

La radiologia su grandi animali e per ippatria permette al medico veterinario di fornire un servizio completo ai propri clienti.

Il software contiene una sezione specifica dedicata agli esami di compravendita dei cavalli.



- ① **100 kV - 30 mAs - 2kW**
Utilizzabile in un normale impianto da 3KW
- ② **8,5 kg**
Peso contenuto per un agevole trasporto
- ③ **Pulsante raggi**
Cavo estensibile fino a 4 metri
- ④ **Localizzatore laser**
Corretta centratura della parte anatomica
- ⑤ **Collimatore**
43x43cm alta luminosità con laser

Il generatore **Porta 100 HF vet** gode di elevata affidabilità e con la sua generosa potenza è in grado di emettere sufficiente dose per qualsiasi tipo di esame.

Fornito con valigia in alluminio per un trasporto in completa sicurezza
Estremamente maneggevole ed utilizzabile con stativo opzionale.



- ① **Dimensioni 25x30 cm**
Dimensione standard per ippatria
- ② **Interfaccia Wi-Fi**
Connessione wireless veloce e stabile
- ③ **Bordi sottili**
Utile per esami su zoccoli
- ④ **Display OLED**
Per visualizzazione rapida stato pannello

Il pannello **Vivix-V 2530VAW** è un detector digitale diretto con connessione wireless al computer e scintillatore al cesio con pixel pitch di 124 micron.

Robusto, con un carico massimo di 400 kg e con protezione IP67.
Connessione veloce al software per acquisizione dell'immagine in circa 2 secondi.



- ① **Laptop**
Computer leggeri, potenti ed affidabili
- ② **Alta luminosità**
Visione chiara e nitida in ogni situazione
- ③ **Software VxVue**
Full dicom per acquisizione e post processing
- ④ **Connessione**
Connessione Wi-Fi al pannello
- ⑤ **Storage**
Alta capacità di salvataggio degli studi

Software con i migliori algoritmi di post processing disponibili attualmente sul mercato.

Le immagini restituite dal sistema digitale vengono elaborate ed ottimizzate nei dettagli e nel bilanciamento delle curve colore bianco-nero.

L'hardware fornito in dotazione garantisce la migliore velocità di post-elaborazione nonché un'elevata capacità di memorizzazione.



- ① **Protezione pannello**
In tecnopolimero per comfort e sicurezza
- ② **Materiale robusto**
A protezione del pannello digitale
- ③ **Maniglia riposizionabile**
Su tre lati per un agevole utilizzo
- ④ **Blocco apertura**
Per maggiore sicurezza
- ⑤ **Facile accesso**
Accessi per caricatore e tasto accensione

Protezione in tecnopolimero che garantisce sia praticità che sicurezza per il pannello digitale diretto.

La maniglia riposizionabile permette di ruotare il pannello garantendo una confortevole presa.

Disponibili anche opzioni per skyline per esami specifici in ippiatria.

Il sistema digitale che offriamo comprende tutti i componenti necessari per l'esecuzione di indagini radiologiche in regime domiciliare.

EquiRay

X RAY SYSTEM



IBIS s.r.l. Via Cascina Bruciata, 3 Seriate, Bergamo
www.ibisray.it - info@ibisray.it
Tel.: 035 - 42 36 343