

Porta 100 hf vet



Porta100 hf vet

X RAY SYSTEM

Portable and lightweight x-ray unit, high frequency 30 mA/40-66 kV/0.3-20 mAs or 20 mA/68-100 kV/0.3-20 mAs

Max power 2 kW

Especially appreciated for its reliability and ease of use

Supplied with aluminum flight case
Available with wheeled stand

Unità x-ray portatile, leggera e maneggevole ad alta frequenza

30 mA/40-66 kV/0.3-20 mAs

o 20 mA/68-100 kV/0.3-20 mAs

Potenza massima 2 kW

Particolarmente apprezzata per la sua affidabilità e semplicità di utilizzo.



Technical Specs - Specifiche Tecniche

kV Range

40 - 100 kV (2 kV step)

mAs Range

0,3 - 20 mAs (32 steps)

Focal Spot

1,2 x 1,2 mm 16° Target

Total Filtration - Filtrazione Totale

2,5 mm Al eq at 100kV

APR

8 examination parts - 8 anatomiche programmabili

Collimator - Collimatore

Temporized at 30 sec. - Temporizzato a 30 sec.

Collimator option - Opzione collimatore

Double laser beam for SID

Weight - Peso

~ 8,5 kg

Dimensions - Dimensioni

160 (h) x 161 (p) x 291 (l) mm

Power Requirement - Alimentazione

AC 200-240V - 10A / AC 100-120V - 15A



IBIS s.r.l.

Via cascina bruciata, 3 24068 Seriate, Bergamo - Italy

www.ibisray.it - info@ibisray.it - Tel.: +39 (0) 35 4236343

www.ibisray.it



Cod. 3563