

PXM-20BT plus

X RAY SYSTEM

HUM-20BT

X RAY SYSTEM

PXM-40BT plus

X RAY SYSTEM

Alimentazione a batteria

Collimatore LED

Doppio laser



I generatori possono essere utilizzati tramite la batteria interna o tramite rete elettrica

- Ottima portabilità per esami in regime domiciliare
- Batteria agli ioni di litio per elevate performance e durata
- Controllo dello scatto remoto
- Carica completa in sole quattro ore
- Elevata autonomia

Potenza			
Voltaggio / Corrente del Tubo	90kV / 20mA	100kV / 20mA	100kV / 35mA
kV Range	50-90kV in 1kV step	40-100kV in 1kV step	40-100kV in 1kV step
mAs Range	0,4-20mAs in 25 steps	0,4-50mAs in 32 steps	0,4-100mAs in 35 steps
Max. Output	1,6kW@80kV	1,6kW@80kV	2,4kW@80kV
Tubo raggi X			
Modello Tubo	OX/70 CEI	CANON D-124	CANON D-124
Focal Spot		1,2mm	
Capacità termica	10kHU	20kHU	20kHU
Collimatore			
Massimo campo luce		35x35cm @ 65cm SID	
Tipo lampada		LED	
Puntatore laser		A doppio laser	
Alimentazione			
Input		110/220 VAC +/-10%	
Frequenza / Fase		50/60 Hz, Monofase	
Funzionalità			
Display		Display LED a 7 segmenti reversibile	
Pulsante raggi		Manuale a doppio scatto	
APR	15 Programmi	15 Programmi	21 Programmi
Peso	7,2 kg	11,2 kg	14,2 kg
Dimensioni	203x174x307 mm	225x170x340 mm	250x214x349 mm
Valigetta Trasporto		Flight case in alluminio	
Batterie			
Tipo Batterie		Li-Polymer	
Capacità		4800 mAh	
N° Esposizioni (a piena carica)	Max. 286 Exp. @ 100kV / 5mAs	Max. 173 Exp. @ 60kV / 3,2mAs	Max. 493 Exp. @ 80kV / 2mAs
Tempo di ricarica		4 ore	
Opzioni			
Stativo mobile	TR100 o PXMS-1800	TR100 o PXMS-1800	PXMS-1800
Dosimetro DAP	N/A	Opzionale (Display/Bluetooth)	Opzionale (Display/Bluetooth)

Standard Accessories



Optional Accessories



PXMS-1800



DAP
Display Version



DAP
Bluetooth Version